

A man with a grey beard and hair, wearing a brown and black hiking jacket and a backpack, is hiking on a trail. He is holding two trekking poles. The background shows a lush green mountain landscape with a winding path and evergreen trees. The sky is blue with some light clouds.

PANOP CZ

... pohyb s jistotou

Ortély a bandáže

VYRÁBÍME A PRODÁVÁME ORTÉZY

Vážení obchodní partneři, dovoluji vám představit Vám výrobky PANOP v novém designu doplněné o „dětský program“. V našem novém katalogu naleznete ortopedické pomůcky, které vynikají svojí funkcí, komfortem, designem ale také atraktivní cenou. Je pro nás prioritní, aby používání správně fungující ortézy nebylo bolestivé a kontakt pokožky s materiálem byl příjemný. Kvalita vyráběných ortéz je závislá nejen na dobře zvolené technologii, ale také na kvalitních materiálech.

Při své každodenní spolupráci s lékaři a ostatním zdravotnickým personálem nepřetržitě shromažďujeme veškeré podněty a nápady, které jsou pro nás zdrojem inovací našich výrobků, které vedou ke zvýšené spokojenosti pacientů i doktorů. Naše ortézy pomáhají například při doléčování zlomenin, po operacích, při zánětech šlach, revmatických obtížích, rupturách, vymknutích, deformačních změnách, přetíženích, nebo jako prevence při sportu či fyzicky namáhavé práci. Jsme schopni vyhovět všem případům, kde je zapotřebí nošení ortézy – od krční páteře po kotník.

Všechny naše výrobky máme skladem, připraveny k okamžité expedici. V našem týmu jsou obchodní zástupci, kteří jsou schopni dle vašich požadavků doplňovat velmi rychle zboží. Zajišťujeme dodávky pomocí přepravní služby, kdy objednané zboží máte do druhého dne. Jako další službu jsme pro Vás zřídili E-shop a Zelenou linku, kde můžete pohodlně vyřídit své objednávky, ale kde Vám také rádi zodpovíme případné dotazy či pomůžeme se správným výběrem ortopedické pomůcky.

Máme dobrý pocit, když vidíme, že výrobky
PANOP Vám vrací jistotu v pohybu.

Leo Patava a Petr Obdržálek – majitelé společnosti



Všechny výrobky, které vyrábíme a dodáváme, prošly klinickými testy a je na ně vystaveno prohlášení o shodě. Jsou zařazeny v číselníku VZP a drtivá většina z nich je plně hrazena pojišťovnami. Naše firma má certifikovaný systém ISO 9001. Podrobnější informace naleznete na našich webových stránkách www.panop.cz.



KRK

Krční páteř umožňuje pohyb hlavy a je značně namáhaná, leckdy přetížená. Může dojít k nevyvážené práci krčních svalů, ovlivňujících nejen krční páteř, ale také okolní klouby a měkké tkáně. Nejčastější příčinou bolesti ramene a krční páteře je poranění měkkých tkání, včetně svalů, šlach a vazů. Bolesti krku jsou často popisovány u pacientů s jednostranným statickým zatížením a nejčastěji se vyskytují u lidí pracujících v kanceláři nebo u profesionálních řidičů. Tyto potíže začínají na zadní straně krku a vyzařují ven přes horní ramenní svaly do oblasti těsně pod lebkou a pod lopatkami. Bolest krku je často spojována s mravenčením nebo pálením vedoucí k omezení hybnosti. Tato bolest je obecně horší ráno a večer. Krční límec zajistí omezený pohyb krční páteře, navíc má podpůrný účinek. Výborně přilne k tělu díky anatomickému tvaru. Jednoduše se aplikuje a je vyroben z komfortních materiálů příjemných pro pokožku.



kód VZP 04/0011647

PAN 1.01 - LÍMEC KRČNÍ

Anatomicky tvarovaný krční límec vyrobený z dostatečně tuhé pěnové hmoty, potažený bavlněným úpletem.

Výška límce 8 a 10 cm



OBVOD KRKU

S	26-31	M	32-36	L	37-41	XL	42-46	XXL	47-52	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ lehké případy tortikolis krční páteře, kontuze, distorze, spondylóza, revmatoidních artritid
- ▶ blokové postavení krční páteře
- ▶ akutní poranění měkkých tkání
- ▶ degenerativní onemocnění
- ▶ preventivní případy



kód VZP 04/0093897

PAN 1.02 - LÍMEC KRČNÍ PHILADELPHIA

Dvoudílný anatomicky tvarovaný fixační krční límec s tracheálním otvorem.

Výška límce 10,5 cm



OBVOD KRKU

S	27-33	M	34-40	L	41-47	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ dočasná fixace při úrazech krční páteře
- ▶ doléčení po úrazech a operacích krční páteře
- ▶ diskopatie oblasti krční páteře vyžadující přechodnou fixaci
- ▶ akutní tortikollis



kód VZP 04/0140751

PAN 1.03 - LÍMEC KRČNÍ KULIČKOVÝ

Měkký krční límec, který je prošitím rozdělený do tří pásů, vyplněných polystyrénovými kuličkami.

Výška límce 10 cm



OBVOD KRKU

S	30-34	M	35-39	L	40-45	XL	46-50	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ lehké a střední poúrazové stavy
- ▶ bolestivé krční symptomy
- ▶ odlehčení krční páteře
- ▶ je vhodný i pro použití při spánku



RAMENO

Bolest v rameni je nejčastěji způsobena přetěžováním ramene.

To vede k drobným poraněním svalů, šlach a kloubních struktur, které vyústí v akutní, při stálém dráždění chronický zánět, který vyvolává pocity bolesti. Obtíže také následují po úrazu ramene. Ortézy ramenního kloubu dokáží zafixovat končetinu v poloze vhodné pro správnou léčbu a pohodlí pacienta.



kód VZP 04/0011648

PAN 2.01 - ORTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU DESSAULTŮV OBVAZ

Fixační bandáž ramenního kloubu, kterou lze snadno přizpůsobit všem proporcím pacienta.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



OBVOD HRUDNÍKU

XXS	58-63	XS	64-69	S	70-80	M	81-95	L	96-110	XL	111-125	XXL	126-145	cm
-----	-------	----	-------	---	-------	---	-------	---	--------	----	---------	-----	---------	----

INDIKACE:

- ▶ zlomeniny klíční kosti
- ▶ doléčení zlomenin kosti pažní
- ▶ distorze a záněty v oblasti ramenního kloubu
- ▶ dráždivé stavy
- ▶ přetížení ramenního kloubu apod.



kód VZP 04/0011649

PAN 2.02 - ORTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU UNIFIX

Jednoduchá textilní ortéza s velmi snadnou manipulací, se kterou lze docílit výborných léčebných výsledků. Velmi vzdušná.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



OBVOD POD HRUDNÍKEM

S	50-85	M	86-125	L	126-150	cm
---	-------	---	--------	---	---------	----

INDIKACE:

- ▶ distorze v oblasti ramenního kloubu
- ▶ distenze v oblasti pletence ramenního
- ▶ akutní a chronické záněty ramenního kloubu apod.




kód VZP 04/0011650

PAN 2.03 - ORTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU GILCHRIST

Jednodílná celotextilní ortéza s velmi snadnou manipulací a rychlou aplikací.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



VÝŠKA POSTAVY

S	145-160	M	161-175	L	176-185	XL	185-200	cm
----------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	-----------	----------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ distorze ramenního kloubu
- ▶ subluxace a luxace ramenního kloubu
- ▶ akutní a chronické záněty ramenního kloubu apod.




kód VZP 04/0011651

PAN 2.04 - ZÁVĚS RAMENNÍHO KLOUBU

Jednoduchý celotextilní závěs paže s nastavitelným ramenním popruhem a popruhem pro upnutí kolem pasu.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



VÝŠKA POSTAVY

XS	110-144	S	145-170	M	171-185	L	186-195	cm
-----------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ pro krátkodobé i dlouhodobé zavěšení a odlehčení horní končetiny
- ▶ rehabilitační doléčení poranění v oblasti ramenního kloubu



kód VZP 04/0011652

PAN 2.05 - ORTÉZA KLAVIKULÁRNÍ

Klavikulární ortéza s vypolstrovanými, délkově nastavitelnými ramenními popruhy, které jsou vytvářeny tak, aby bylo na maximální míru omezeno řezání pod pažemi.

INDIKACE:

- ▶ pooperační a poúrazové stavy fraktur klíční kosti



OBVOD NAD HRUDNÍKEM

XXS	52-58	XS	59-64	S	65-70	M	71-90	L	91-105	XL	106-120	cm
-----	-------	----	-------	---	-------	---	-------	---	--------	----	---------	----



kód VZP 04/0062917

PAN 2.06 - ORTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU

Ortéza ramene s možností regulace objemu paže a popruhu regulujícího obvod hrudníku.

Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:

- ▶ distorze ramenního kloubu
- ▶ distenze ramenního kloubu
- ▶ stavy po luxacích ramenního kloubu
- ▶ akutní a chronické záněty šlach a pouzdra ramenního kloubu
- ▶ stavy po operacích



OBVOD PAŽE

S	27-30	M	31-34	L	35-38	XL	39-42	XXL	43-46	cm
---	-------	---	-------	---	-------	----	-------	-----	-------	----



kód VZP 04/0140696

PAN 2.07 - DLAHA ABDUKČNÍ RAMENNÍ POLOHOVATELNÁ

Lehká, vzdušná abdukční ortéza ramenního kloubu, jednoduchá aplikace, možnost fixace ve 30° nebo 45° abdukci.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



OBVOD PASU

S	70-100	M	101-140	cm
----------	---------------	----------	----------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ fixace ramenního kloubu při pooperačních a poúrazových stavech v oblasti ramenního kloubu jako např. konzervativní léčení poranění rotátorové manžety
- ▶ doléčení po operacích rotátorové manžety
- ▶ doléčení po stabilizačních operacích ramene u izolovaných zlomenin velkého hrbolu pažní kosti
- ▶ ostatní pooperační stavy



kód VZP 04/0140697

PAN 2.08 - FIXACE RAMENNÍHO KLOUBU VE FLEXI 20°

Základem ortézy je klín z dostatečně tuhé a lehké pěnové hmoty, který je potažený textilním povlakem a textilní ramenní závěs se soustavou popruhů k uchycení na tělo.

Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:

- ▶ distorze ramenního kloubu
- ▶ distenze v oblasti ramenního kloubu
- ▶ stavy po některých artroskopických výkonech v oblasti ramenního kloubu
- ▶ fixace při akutních a chronických zánětech ramenního kloubu
- ▶ při luxacích akromioklavikulárního skloubení I. – II. stupně
- ▶ pooperačně (po sutuře vazů po akromioklavikulární luxaci III.-IV. st.) k doléčení
- ▶ pooperačně k doléčení zlomenin horního konce kosti pažní

UNIVERZÁLNÍ VELIKOST



kód VZP 04/0140698

PAN 2.09 - DLAHA ABDUKČNÍ RAMENNÍHO KLOUBU

Jednodílná ortéza se systémem upínacích popruhů, umožňuje imobilizaci ramenního kloubu, odlehčuje ramenní kloub. V podpaží je přiložen válcový vak naplněný vzduchem.

Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:

- ▶ fixace ramenního kloubu při pooperačních a poúrazových stavech v oblasti ramenního kloubu jako např. konzervativní léčení poranění rotátorové manžety
- ▶ doléčení po operacích rotátorové manžety
- ▶ doléčení po stabilizačních operacích ramene
- ▶ u izolovaných zlomenin velkého hrbolu pažní kosti
- ▶ ostatní pooperační stavy

UNIVERZÁLNÍ VELIKOST




kód VZP 04/0140752

PAN 2.10 - ORTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU

Ortéza je vyrobena z měkkého třívrstvého textilního materiálu. Pomocí dvou pásů jde sestavit několik variant fixace ramenního kloubu. Je možné sestavit závěs paže a alternativní sestavy Dessaultova a Gillchristova obvazu a jim podobným fixacím. Spolehlivě nahradí ostatní speciální ramenní bandáže.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



VÝŠKA POSTAVY

S do 150 **M** nad 150 cm

INDIKACE:

- ▶ distorze ramenního kloubu
- ▶ distenze v oblasti pletence ramenního
- ▶ stavy po luxacích ramenního kloubu
- ▶ ruptury svalu nadhřebenového
- ▶ AC luxace I. stupně
- ▶ stavy po operacích v oblasti ramenního kloubu
- ▶ akutní a chronické záněty pouzdra kloubních šlach ramene
- ▶ syndrom manžety rotátorů akutní i chronické



TRUP

Bolesti zad nebo také vertebrogenní algický syndrom (VAS), lumbágo, ischias či radikulární syndrom často vedou k omezenému pohybu páteře, ale také ke sníženému pracovnímu či sportovnímu výkonu. Potížemi spojenými s držením těla nejvíce trpí lidé žijící sedavým způsobem života a lidé s nadváhou. Vadné držení těla zatěžuje určité svalové skupiny více a klouby se tím dostávají do nevýhodného postavení pro optimální práci kloubu. Tím může dojít k degenerativním změnám. Projevem jsou bolesti a omezení pohybu. Problémů s dolní částí zad může být mnoho a je důležité zvolit správný typ bederního pásu. Bederní pásy stabilizují a odlehčují bederní páteř, tím zmírňují bolest a mohou mít popřípadě i tepelný účinek.



kód VZP 04/0011653

PAN 3.01 - PÁS HRUDNÍ

Jednoduchý elastický pás bez výztuh pro fixaci v oblasti hrudníku.

Výška pásu 16 cm



OBVOD HRUDNÍKU

S	60-80	M	81-100	L	101-114	XL	115-125	cm
----------	--------------	----------	---------------	----------	----------------	-----------	----------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ poúrazové stavy v oblasti hrudníku
- ▶ zlomeniny žebér ve spodní části hrudníku
- ▶ pohmoždění žebér



kód VZP 04/0011654

PAN 3.02 - PÁS BEDERNÍ S VÝZTUHAMÍ

Elastický bederní pás se čtyřmi vsazenými plastovými výztuhami.

Výška pásu 26 cm



OBVOD PASU

S	55-65	M	66-75	L	76-85	XL	86-105	XXL	106-120	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	---------------	------------	----------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ zhmoždění v oblasti bederní páteře
- ▶ případy pooperačních stavů
- ▶ revmatické bolesti
- ▶ chronické bolesti
- ▶ stavy po zhojených zlomeninách bederních obratlů apod.



kód VZP 04/0011655

PAN 3.03 - PÁS BEDERNÍ S VÝZTUHAMÍ A PODPŮRNÝM TAHEM

Elastický bederní pás se čtyřmi odnímatelnými plastovými výztuhami a podpůrným tahem, kterým lze snadno regulovat požadovaný tah podle okamžité potřeby.

Výška pásu 20 cm



OBVOD PASU

S	65-80	M	81-95	L	96-110	XL	111-120	XXL	121-130	XXXL	131-140	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	---------------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------	----------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ chronické bolesti
- ▶ revmatické bolest
- ▶ pooperační stavy
- ▶ zhmoždění v oblasti bederní páteře apod.



kód VZP 04/0093221

PAN 3.04 - PÁS BEDERNÍ S VÝZTUHAMÍ, VYSOKÝ

Bederní pás se skládá z hlavního fixačního pásu osazeného čtyřmi dlahami a doplňkovými zádočnými tahy ve tvaru kříže.

Výška pásu 33 cm



OBVOD PASU

M	65-81	L	82-98	XL	99-114	XXL	115-130	XXXL	131-145	cm
----------	--------------	----------	--------------	-----------	---------------	------------	----------------	-------------	----------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ pooperační stavy bederní páteře
- ▶ ústřely
- ▶ chronické bolestivé stavy páteře (osteochondróza, osteoporóza, spondyloartróza)
- ▶ revmatické bolesti
- ▶ ledvinové obtíže
- ▶ vertebrogenní bolestivé syndromy



kód VZP 04/0093222

PAN 3.05 - PÁS BEDERNÍ S VÝZTUHAMI, VYSOKÝ

Bederní pás se skládá z hlavního fixačního pásu osazeného čtyřmi dlahami a doplňkovými zádonými tahy procházejícími přes spony.

Výška pásu 31 cm



OBVOD PASU

S	68-80	M	81-90	L	91-105	XL	106-117	XXL	118-130	XXXL	131-145	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	---------------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------	----------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ pooperační stavy bederní páteře
- ▶ lumbalgie
- ▶ chronické bolestivé stavy páteře
(osteochondróza, osteoporóza, spondyloartróza)
- ▶ revmatické bolesti
- ▶ ledvinové obtíže
- ▶ vertebrogenní bolestivé syndromy



kód VZP 04/0093223

PAN 3.06 - PÁS BEDERNÍ S VÝZTUHAMI, NEOPRENOVÝ

Bederní pás se skládá z hlavního fixačního pásu osazeného čtyřmi dlahami a podpůrného elastického pásu.

Výška pásu 30 cm



OBVOD PASU

S	55-69	M	70-84	L	85-104	XL	105-120	XXL	121-145	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	---------------	-----------	----------------	------------	----------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ pooperační stavy bederní páteře
- ▶ lumbalgie
- ▶ chronické bolestivé stavy páteře
(osteochondróza, osteoporóza, spondyloartróza)
- ▶ revmatické bolesti
- ▶ ledvinové obtíže
- ▶ vertebrogenní bolestivé syndromy



kód VZP 04/0093970

PAN 3.07 - PÁS BŘIŠNÍ

Jednodílný břišní pás bez výztuh se zapínáním na suché zipy zaručující rovnoměrné rozložení tlaku a vysokou anatomickou přizpůsobivost.

Výška pásu 28 a 32 cm



OBVOD PASU

S	70-85	M	86-100	L	101-115	XL	116-130	XXL	131-145	cm
----------	--------------	----------	---------------	----------	----------------	-----------	----------------	------------	----------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ zhmoždění břišní stěny a podbřišku
- ▶ doléčení po operacích v oblasti břicha
- ▶ kýly břišní stěny



LOKET

Nejčastějším postižením loketního kloubu bývá takzvaný tenisový/golfový loket.

Jedná se o postižení šlachových úponů, způsobené akutním přetížením, které může vést k degenerativnímu postižení šlachy. Prevence a léčení těchto obtíží spočívá v nošení epikondylární pásky, která zajišťuje odlehčení úponu šlachy a zmírňuje bolest. Ortéza je snadno připevnitelná, s možností nastavení komprese. Pelota zajišťuje výborné zacílení tlaku.



kód VZP 04/0011656

PAN 4.01 - ORTÉZA LOKTE S KLOUBY

Elastická loketní rozepinatelná ortéza s jednoosými klouby, umožňující plný rozsah pohybu. Zajišťuje oporu lokte i v rotaci.

Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:

- ▶ poranění vazů a kloubních pouzder
- ▶ poúrazové a pooperační stavy
- ▶ instability a revmatické bolesti v oblasti loketního kloubu



OBVOD 9 CM POD LOKTEM

S	19-21	M	22-24	L	25-27	XL	28-31	XXL	32-35	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	-----------



kód VZP 04/0011657

PAN 4.02 - ORTÉZA LOKTE S LIMITACÍ

Ortéza umožňuje pevnou fixaci lokte i nastavení rozsahu pohybu v krocích po 15°. Součástí ortézy je popruh pro zavěšení paže.

Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:

- ▶ poranění vazů a kloubních pouzder
- ▶ poúrazové a pooperační stavy
- ▶ instability a revmatické bolesti v oblasti loketního kloubu
- ▶ hypermobilita



OBVOD LOKTE

S	20-25	M	26-30	L	31-35	XL	nad 36	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	---------------	-----------



kód VZP 04/0011658

PAN 4.03 - PÁSKA EPIKONDYLÁRNÍ

Epikondylární páska s pelotou, zajišťující výborné zacílení tlaku, snadno připevnitelná, s možností nastavení komprese, vyrobena z příjemné textilie.

Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:

- ▶ Epicondylitis humeri radialis (*tenisový loket*)
- ▶ Epicondylitis humeri ulnaris (*golfový loket*)



OBVOD 9 CM POD LOKTEM

S	21-25	M	26-30	L	31-35	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------



kód VZP 04/0093971

PAN 4.04 - BANDÁŽ LOKTE S EPIPÁSKOU

Celotextilní elastický loketní návlek s přidavnou epikondylární páskou, možnost regulace objemu ortézy.

Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:

- ▶ radiální a ulnární epicondylitis
- ▶ entezopatie v oblasti lokte
- ▶ lehké úrazy (*kontuze lokte*)
- ▶ algické stavy při degenerativních a zánětlivých onemocněních lokte
- ▶ doléčení pooperačních stavů



OBVOD LOKTE

S	18-20	M	21-23	L	24-27	XL	28-31	XXL	32-35	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	-----------



kód VZP 04/0140699

PAN 4.05 - ORTÉZA LOKTE FIXAČNÍ

Rigidní ortéza, fixující loket ve flexi 90° pomocí kovové dlahy.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



OBVOD LOKTE

S	20-24	M	25-29	L	30-34	XL	35-39	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ těžké distorze loketního kloubu
- ▶ stavy po nedislokovaných zlomeninách v oblasti lokte
- ▶ pooperační stavy lokte



PAN 4.06 - BANDÁŽ LOKETNÍ

Anatomicky tvarovaná elastická úpletová bandáž.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



OBVOD LOKTE - A

XXS	25	XS	25	S	27	M	29	L	31	XL	33	cm
------------	-----------	-----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------

OBVOD PAŽE - B

XXS	25-26	XS	27-28	S	29-30	M	31-33	L	34-36	XL	37-39	cm
------------	--------------	-----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ zlepšení resorpce otoků a hematomů
- ▶ prevence
- ▶ zmírnění bolesti



ZÁPĚSTÍ A PRSTY

Zápěstí je velmi namáhanou částí horní končetiny a provádí celou řadu pohybů po celý den. Není tedy překvapující jeho častá bolestivost. Příčinou může být jednostranné dlouhodobé přetěžování, které může vést k degenerativním změnám či zánětu. Běžné příčiny poranění zápěstí a ruky mohou také být pády a nárazy. V naší nabídce naleznete širokou škálu zápěstních a prstových ortéz pro léčbu, prevenci či na doléčení obtíží spojených s touto částí těla.



kód VZP 04/0011659

PAN 5.01 - ORTÉZA ZÁPĚSTÍ KRÁTKÁ

Krátká ortéza zápěstí s hliníkovou volární dlahou. Dlahu lze vyjmout z pouzdra a podle potřeby dotvarovat.

Délka ortézy 23 cm

Pravá a levá



OBVOD ZÁPĚSTÍ

S	12-14	M	15-16	L	17-18	XL	19-20	XXL	21-22	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ stavy po distenzích a luxacích, distorzích a instabilitách v oblasti zápěstí
- ▶ úrazy zápěstí, doléčení
- ▶ záněty šlach
- ▶ degenerativní a revmatická onemocnění
- ▶ artróza



kód VZP 04/0011660

PAN 5.02 - ORTÉZA ZÁPĚSTÍ DLOUHÁ

Dlouhá ortéza zápěstí s hliníkovou volární dlahou. Dlahu lze vyjmout z pouzdra a podle potřeby dotvarovat.

Délka ortézy 30 cm

Pravá a levá



OBVOD ZÁPĚSTÍ

S	12-14	M	15-16	L	17-18	XL	19-20	XXL	21-22	XXXL	23-24	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	-------------	--------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ stavy po distenzích a luxacích, distorzích a instabilitách v oblasti zápěstí
- ▶ úrazy zápěstí, doléčení
- ▶ záněty šlach
- ▶ degenerativní a revmatická onemocnění
- ▶ artróza



kód VZP 04/0011661

PAN 5.03 - ORTÉZA PALCE RUKY

Ortéza palce ruky s tvarovatelnou hliníkovou dlahou.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



OBVOD ZÁPĚSTÍ

S	13-15	M	16-18	L	19-21	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ zhmoždění palce ruky
- ▶ stavy po zlomeninách palce ruky
- ▶ distorze kloubu palce
- ▶ degenerativní změny
- ▶ přetěžování
- ▶ fixace po operacích palce apod.



kód VZP 04/0011662

PAN 5.04 - ORTÉZA PRSTŮ RUKY

Ortéza 2.-4. prstu ruky s tvarovatelnou hliníkovou dlahou.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



OBVOD ZÁPĚSTÍ

S	13-15	M	16-18	L	19-21	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ zhmoždění a vykloubení 2.-4. prstu ruky
- ▶ doléčení po zlomeninách 2.-4. prstu ruky
- ▶ distorze v MCP a IP kloubech 2.-4. prstu ruky
- ▶ fixace po operačních stavech 2.-4. prstu



kód VZP 04/0093224

PAN 5.05 - ORTÉZA ZÁPĚSTÍ A PALCE RUKY

Ortéza zajišťuje dokonalou fixaci zápěstí a palce ruky. Je vyrobena z elastického perforovaného materiálu, který zaručuje výborný odvod tepla. Je osazena volární dlahou a tvarovatelnou dlahou pro palec.

Délka ortézy 30 cm

Pravá a levá



OBVOD ZÁPĚSTÍ

S	12-14	M	15-17	L	18-20	XL	21-22	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ fixace zápěstí a palce ruky při úrazových a pooperačních stavech, deformačních změnách zápěstí a palce ruky
- ▶ distorze, instabilita



kód VZP 04/0093898

PAN 5.06 - ORTÉZA ZÁPĚSTÍ KARPAL

Ortéza zápěstí s volární dlahou, vyrobena z elastického materiálu, vybavena speciálním odnímatelným polštářkem, který chrání před otřesy a zahřívá.

Délka ortézy 24 cm

Pravá a levá



OBVOD ZÁPĚSTÍ

S	13-14	M	15-16	L	17-18	XL	19-21	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ fixace karpální oblasti při kostních, vazivových a svalových poraněních
- ▶ záněty šlach
- ▶ revmatická artritida
- ▶ syndrom karpálního tunelu
- ▶ paréza n. radiális



kód VZP 04/0093899

PAN 5.07 - ORTÉZA ZÁPĚSTÍ RIGIDUX

Ortéza zápěstí s volární a dorzální dlahou, vyrobená z elastického perforovaného materiálu.

Délka ortézy 30 cm

Pravá a levá



OBVOD ZÁPĚSTÍ

S	13-14	M	15-17	L	18-20	XL	21-23	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ fixace zápěstí po úrazech a pooperačních výkonech v oblasti zápěstí
- ▶ distorze zápěstí
- ▶ stavy po parézách n. radiális



kód VZP 04/0093972

PAN 5.08 - BANDÁŽ ZÁPĚSTÍ

Bandáž je řešena jako celotextilní jednoduchá pomůcka s otvorem pro palec a upínáním suchými zipy.

Pravá a levá



OBVOD ZÁPĚSTÍ

XS	do 14	S	14-18	M	nad 18	cm
-----------	--------------	----------	--------------	----------	---------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ kontuze a lehčí poúrazové stavy
- ▶ profylaxe v oblasti zápěstí
- ▶ lehké degenerativní a poúrazové stavy
- ▶ bolesti při syndromu karpálního tunelu
- ▶ lehké entezopatie v oblasti zápěstí
- ▶ bolesti při fyzickém přetížení



kód VZP 04/0140700

PAN 5.09 - ORTÉZA ZÁPĚSTÍ MANUFIX

Oboustranná rigidní ortéza zápěstí s jednou volární a dvěma laterálními dlahami.

Délka ortézy 22 cm

Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:

- ▶ lehčí úrazy zápěstí
- ▶ doléčení pooperačních stavů
- ▶ lehké entezopatie v oblasti zápěstí
- ▶ bolesti a otoky při artróze a artritidě



OBVOD ZÁPĚSTÍ

M	14-17	L	18-21	XL	22-25	cm
---	-------	---	-------	----	-------	----



kód VZP 04/0140753

PAN 5.10 - ORTÉZA ZÁPĚSTÍ FIXAČNÍ

Ortéza zápěstí s jednou volární a jednou dorzální dlahou, fixující končetinu až ke konečkům prstů. Je vyrobena z elastického materiálu.

Délka ortézy 30 cm

Pravá a levá

INDIKACE:

- ▶ fixace zápěstí po úrazech a pooperačních výkonech v oblasti zápěstí
- ▶ distorze zápěstí
- ▶ stavy po parézách n. radiális



OBVOD ZÁPĚSTÍ

S	13-15	M	16-18	L	19-21	XL	22-24	cm
---	-------	---	-------	---	-------	----	-------	----



kód VZP 04/0140754

PAN 5.11 - ORTÉZA ZÁPĚSTÍ A PALCE RUKY KRÁTKÁ

Ortéra s volární dlahou a tvarovatelnou dlahou pro palec zajišťuje dokonalou fixaci zápěstí a palce ruky.

Délka ortézy 15 cm

Pravá a levá



OBVOD ZÁPĚSTÍ

S	13-14	M	15-17	L	18-19	XL	20-21	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ fixace zápěstí a palce ruky při úrazových a pooperačních stavech, deformačních změnách zápěstí a palce ruky
- ▶ distorze, instabilita
- ▶ doléčení po sádrové fixaci



kód VZP 04/0078952

309 - PRSTOVÁ DLAHA

Rigidní plastová dlažka pro fixaci článku prstu. Výhodou je snadná aplikace, nízká váha, dostatečná pevnost.

INDIKACE:

- ▶ léze distálního úponu extenzorů prstů (basketbalová zlomenina apod.)
- ▶ zlomeniny distálního článku prstů
- ▶ distorze distálního IP kloubu prstů
- ▶ kontuze v oblasti nehtu
- ▶ pooperační stavy v oblasti prstů



VELIKOST

OBVOD PRSTU

1	2	3	4	5	5,5	6	cm
4	4,5	5	5,5	6	7	7,5	cm



kód VZP 04/0039708 – 10

A1, A2, A3 - DLAHA PRO FIXACI PRSTŮ RUKY

Lehká, tvarovatelná dlahu prstu s měkkou perforovanou výstelkou. Fixuje se obvazem nebo náplastí.

INDIKACE:

- rychlé a snadné ošetření úrazů prstů ruky
(extenční aparát, přetržení šlach aj.)

Univerzální pro pravou a levou končetinu

délka / šířka	A1	50/17	A2	75/18	A3	90/20	mm
---------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------	--------------	-----------



kód VZP 04/0063726 – 28

F1, F2, F3 - DLAHA PRO FIXACI PRSTŮ RUKY

Lehká, tvarovatelná dlahu prstu s měkkou perforovanou výstelkou. Fixuje se obvazem nebo náplastí, je vybavena bočním úchytem k fixaci prstu. Dlahu je možno opakovaně tvarovat.

INDIKACE:

- fixace horního a dolního meziprstního kloubu
- znehybnění prstu po distorzích kloubů, poranění vazů, šlach a kloubních pouzder
- uklidnění po zhmožděninách
- preventivní pomůcka při sportu a činnostech, kdy hrozí poranění prstů ruky

Univerzální pro pravou a levou končetinu

délka / šířka	F1	100/19	F2	115/19	F3	125/19	mm
---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------	---------------	-----------



kód VZP 04/0093255

J - DLAHA PRO FIXACI PRSTŮ RUKY

Lehká, tvarovatelná dlahá prstu s měkkou perforovanou výstelkou. Fixuje se obvazem nebo náplastí.

Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:

- ▶ ošetření poranění v oblasti prvního až třetího článku prstů ruky
- ▶ citlivé řezné poranění, zhmožděnin, poranění či snesení nehtu
- ▶ ruptury natahovače prstů
- ▶ distorze kloubů
- ▶ doléčování při zlomeninách a operacích na kostech prstů ruky

délka / šířka

J

155/19,5

mm



KYČEL

Kyčelní kloub spojuje nohu s trupem těla a je na něj vyvíjena velká fyzická zátěž. Prakticky nese celou váhu těla. Bolesti kyčelního kloubu vznikají nejčastěji přetěžováním (např. při sportu). Dalšími příčinami jsou vrozené dysplazie kloubu, degenerativní poškození (artrózy), u mladších jedinců a dětí potom záněty a aseptické nekrózy hlavice kloubu.

Kyčelní ortéza zpevní kyčelní kloub a zajistí menší tlak vyvíjený na kyčel.



kód VZP 04/0011663

PAN 6.01 - ORTÉZA KYČLE S VÝZTUHAMÍ

Ortéza kyčle elastická s plastovými dlahami, které můžeme vyjmout a bandáž používat pouze jako kompresi.

Pravá a levá



OBVOD BOKŮ

S

75-89

M

90-105

L

106-120

XL

121-130

cm

INDIKACE:

- ▶ lehčí instability a stavy po distenzích a distorzích
- ▶ bolestivé afekce v oblasti kyčelního kloubu



KOLENO

Koleno je největší kloub lidského těla, který je den za dnem vystavován velkému zatížení. Existuje mnoho různých onemocnění kolenního kloubu, syndromy, záněty, poranění, atd. Bolesti kolenního kloubu mohou být způsobeny například úrazem nebo nestejnou délkou končetin, plochýma nohama nebo nadváhou. Lidem po padesátce způsobuje bolesti kolen hlavně artróza, která poškozuje kloubní chrupavku. Postihuje především zaměstnání spojené s nadměrnou fyzickou námahou.

Bandáže a ortézy PANOP poskytují komplexní řešení pro pooperační a konzervativní terapii.




kód VZP 04/0011664

PAN 7.01 - ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU S LIMITACÍ

Ortéra kolenního kloubu s nastavením flexe od 0° do 120° a extenze v rozmezí od 0° do 80°. Vymezení rozsahu se provádí před nasazením ortézy na končetinu.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



VÝŠKA POSTAVY

S	145-160	M	161-175	L	176-185	XL	186-195	cm
----------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	-----------	----------------	-----------

Délka ortézy S 50 cm, M 55 cm, L 60 cm, XL 65 cm

INDIKACE:

- ▶ distenze postranních a zkřížených vazů
- ▶ distorze a instabilita kolenního kloubu
- ▶ poranění menisku
- ▶ pooperační stavy apod.




kód VZP 04/0011665

PAN 7.02 - ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU PŘÍMÁ

Ortéra kolenního kloubu přímá se třemi duralovými dlahami. Skládá se ze tří textilních dílů, které jsou podélně spojeny suchými zipy.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



VÝŠKA POSTAVY

XS	130-144	S	145-160	M	161-175	L	176-185	XL	186-195	cm
-----------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	-----------	----------------	-----------

Délka ortézy XS 40 cm, S 50 cm, M 55 cm, L 60 cm, XL 65 cm

INDIKACE:

- ▶ nedislokované zlomeniny v oblasti kolenního kloubu
- ▶ akutní ošetření při konzervativním léčení poranění postranních a zkřížených vazů
- ▶ pooperační stavy apod.




kód VZP 04/0011666

PAN 7.03 - ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU S FLEXÍ 20°

Ortéza kolenního kloubu s flexí 20° se třemi duralovými dlahami. Skládá se ze tří textilních dílů, které jsou podélně spojeny suchými zipy.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



VÝŠKA POSTAVY

XS	130-144	S	145-160	M	161-175	L	176-185	XL	186-195	cm
-----------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	-----------	----------------	-----------

Délka ortézy XS 40 cm, S 50 cm, M 55 cm, L 60 cm, XL: 65 cm

INDIKACE:

- ▶ nedislokované zlomeniny v oblasti kolenního kloubu
- ▶ akutní ošetření při konzervativním léčení poranění postranních a zkřížených vazů
- ▶ pooperační stavy apod.



kód VZP 04/0011667

PAN 7.04 - ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU KRÁTKÁ

Krátká ortéza kolenního kloubu se zadním zapínáním z prodyšného, velmi příjemného elastického materiálu, osazená jednoosými duralovými klouby.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



OBVOD STEHNA

XS	38-40	S	41-43	M	44-46	L	47-49	XL	50-52	XXL	52-55	cm
-----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ lehčí případy instabilit, artrózy, artritidy
- ▶ poškození menisků
- ▶ doléčení po operacích kolenního kloubu
- ▶ patelo-femorální bolestivý syndrom
- ▶ poúrazové a pooperační iritace
- ▶ při přetížení
- ▶ chronické bolesti



kód VZP 04/0011668

PAN 7.05 - ORTÉZA KOLENNÍ S DVOUOSÝM KLOUBEM

Elastická kolenní ortéza s předním zapínáním z prodyšného, velmi příjemného elastického materiálu osazená dvouosými kovovými klouby.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



INDIKACE:

- ▶ lehčí případy instabilit, artrózy, artritidy
- ▶ poškození menisků
- ▶ doléčení po operacích kolenního kloubu
- ▶ patelo-femorální bolestivý syndrom
- ▶ poúrazové a pooperační iritace
- ▶ při přetížení
- ▶ chronické bolesti

OBVOD STEHNA

S	41-43	M	44-46	L	47-49	XL	50-52	XXL	53-55	XXXL	56-60	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	-------------	--------------	-----------




kód VZP 04/0062918

PAN 7.06 - ORTÉZA KOLENNÍ FIXAČNÍ PŘÍMÁ PANOPFIX

Jednodílná ortéza kolenního kloubu přímá se třemi duralovými dlahami. Velmi snadná aplikace s maximální fixací končetiny a komfortem pacienta.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



INDIKACE:

- ▶ akutní ošetření při konzervativním léčení poranění postranních a zkřížených vazů
- ▶ nedislokované zlomeniny v oblasti kolenního kloubu
- ▶ pooperační ošetření při léčení výše uvedených stavů apod.

VÝŠKA POSTAVY

XS	130-144	S	145-160	M	161-175	L	176-185	XL	186-195	cm
-----------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	----------	----------------	-----------	----------------	-----------

Délka ortézy XS 40 cm, S 50 cm, M 55 cm, L 60 cm, XL 65 cm




kód VZP 04/0062919

PAN 7.07 - ORTÉZA KOLENNÍ FIXAČNÍ S FLEXÍ 20° PANOPFLEX

Jednodílná ortéza kolenního kloubu s flexí 20° se třemi duralovými dlahami. Velmi snadná aplikace s maximální fixací končetiny a komfortem pacienta.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



VÝŠKA POSTAVY

XXS	110-129	XS	130-144	S	145-160	M	161-175	L	176-185	XL	186-195	cm
-----	---------	----	---------	---	---------	---	---------	---	---------	----	---------	----

Délka ortézy XXS 30 cm, XS 40 cm, S 50 cm, M 55 cm, L 60 cm, XL 65 cm

INDIKACE:

- ▶ akutní ošetření při konzervativním léčení poranění postranních a zkřížených vazů
- ▶ nedislokované zlomeniny v oblasti kolenního kloubu
- ▶ pooperační ošetření při léčení výše uvedených stavů apod.



kód VZP 04/0062920

PAN 7.08 - ORTÉZA KOLENNÍ KRÁTKÁ S LIMITACÍ

Ortéza kolenního kloubu s nastavením flexe 0°-120°, extenze 0°-80°, dělení po 15°. Ortéza je vpředu rozepínatelná, doplněna fixačními popruhy.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



OBVOD KOLENA

S	32-34	M	35-38	L	39-41	XL	42-44	XXL	45-48	XXXL	49-53	cm
---	-------	---	-------	---	-------	----	-------	-----	-------	------	-------	----

INDIKACE:

- ▶ pooperační a poúrazové stavy vazivového aparátu kolenního kloubu
- ▶ artrózy, artritidy, poškození menisků apod.
- ▶ instability kolenního kloubu lehčího a středního stupně
- ▶ rehabilitace kolenního kloubu po operacích vazivového aparátu



kódVZP 04/0062922

PAN 7.10 - ORTÉZA KOLENNÍ KRÁTKÁ NÁVLEKOVÁ-ELASTICKÁ BANDÁŽ

Celotextilní návleková elastická kolenní ortéza, vyrobená z neoprénu, který zajišťuje dobré elastické a tepelné vlastnosti ortézy.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



OBVOD KOLENA

S	32-34	M	35-38	L	39-41	XL	42-44	XXL	45-47	XXXL	48-50	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	-------------	--------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ lehké úrazy kolenního kloubu-distorze, kontuze
- ▶ lehčí stupeň deformační artrózy kolenního kloubu
- ▶ zajištění elastické fixace s tepelným účinkem
- ▶ otoky kolenního kloubu při artritidě



kód VZP 04/0062923

PAN 7.11 - ORTÉZA KOLENNÍ KRÁTKÁ NÁVLEKOVÁ S PATELÁRNÍ VÝZTUŽÍ

Celotextilní návleková elastická kolenní ortéza se zpevněnou patelární pelotou. Ortéza je vyrobena z neoprénu, který zajišťuje dobré elastické a tepelné vlastnosti ortézy.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



OBVOD KOLENA

S	32-34	M	35-38	L	39-41	XL	42-44	XXL	45-47	XXXL	48-50	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	-------------	--------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ lehčí stavy instability pately
- ▶ lehčí stavy chondropatie pately
- ▶ entezopatie v oblasti pately
- ▶ lehké úrazy kolenního kloubu apod.



kód VZP 04/0062924

PAN 7.12 - ORTÉZA KOLENNÍ KRÁTKÁ NÁVLEKOVÁ S PRUŽNÝMI VÝZTUHAMI

Celotextilní návleková elastická kolenní ortéza s patelárním otvorem a bočními pružinovými výztuhami, neoprénová.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



OBVOD KOLENA

S	32-34	M	35-38	L	39-41	XL	42-44	XXL	45-47	XXXL	48-50	cm
---	-------	---	-------	---	-------	----	-------	-----	-------	------	-------	----

INDIKACE:

- ▶ lehké úrazy kolenního kloubu - distorze, kontuze
- ▶ lehčí stupeň deformační artrózy kolenního kloubu
- ▶ zajištění elastické fixace s tepelným účinkem
- ▶ otoky kolenního kloubu při artritidách
- ▶ chronické nebo revmatologické bolesti apod.



kód VZP 04/0140701

PAN 7.13 - ORTÉZA KOLENNÍ S KŘÍŽOVÝM TAHEM

Elastická kolenní tubulární ortéza z prodyšného, velmi příjemného elastického materiálu, osazená dvousými kovovými kloubky a popruhy pro zpevnění při poškození zkřížených vazů.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



OBVOD STEHNA

S	41-43	M	44-46	L	47-49	XL	50-52	XXL	53-55	XXXL	56-60	cm
---	-------	---	-------	---	-------	----	-------	-----	-------	------	-------	----

INDIKACE:

- ▶ stavy po úrazech kolenního kloubu s poraněním vazivového aparátu
- ▶ stavy po operacích na vazivovém aparátu kolenního kloubu, stabilizace pately
- ▶ nedislokované zlomeniny v oblasti kolenního kloubu k doléčení
- ▶ nestability kolenního kloubu akutní i chronické lehčího a středního stupně
- ▶ stavy po operacích pately



kód VZP 04/0140702

PAN 7.14 - ORTÉZA KOLENNÍ PRO MEDIALIZACI PATELY

Elastická kolenní tubulární ortéza z prodyšného, velmi příjemného elastického materiálu, osazená dvousými kovovými klouby a popruhy pro stabilizaci pately v požadované ose.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



INDIKACE:

- ▶ stavy po úrazech kolenního kloubu s poraněním vazivového aparátu
- ▶ stavy po luxacích a subluxacích pately
- ▶ chronická nestabilita pately
- ▶ stavy po operacích na vazivovém aparátu kolenního kloubu a stabilizacích pately
- ▶ nedislokované zlomeniny v oblasti kolenního kloubu

OBVOD STEHNA

S	41-43	M	44-46	L	47-49	XL	50-52	XXL	53-55	XXXL	56-60	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	-------------	--------------	-----------



kód VZP 04/0093973

PAN 7.15 - INFRAPATELÁRNÍ PÁSKA

Textilní páska s infrapatelární pelotou zajišťující výborné zacílení tlaku. Snadno připevnitelná, s možností nastavení komprese.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



INDIKACE:

- ▶ Patelární syndrom (*hyperprese, chondropatie*)
- ▶ entezopatie v oblasti česky
- ▶ „skokanské koleno“

OBVOD POD KOLENEM

M	30-41	L	42-51	cm
----------	--------------	----------	--------------	-----------



kód VZP 04/0140755

PAN 7.16 - ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU KRÁTKÁ S KLOUBY

Úpletová kolenní ortéza návleková s patelárním silikonovým kroužkem pro větší stabilitu česky a bočními jednoosými klouby. Speciální střih zaručuje ortéze velmi dobrou anatomickou přizpůsobivost.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



OBVOD KOLENA

XS	28-30	S	31-33	M	34-36	L	37-39	XL	40-42	XXL	43-45	XXXL	46-48	cm
----	-------	---	-------	---	-------	---	-------	----	-------	-----	-------	------	-------	----

INDIKACE:

- ▶ lehčí případy instabilit, artrózy, artritidy
- ▶ poškození menisků
- ▶ doléčení po operacích kolenního kloubu
- ▶ patelo-femorální bolestivý syndrom
- ▶ poúrazové a pooperační iritace
- ▶ při přetížení
- ▶ chronické bolesti



kód VZP 04/0140756

PAN 7.17 - ORTÉZA KOLENNÍ KRÁTKÁ S PRUŽINOVÝMI VÝZTUHAMÍ

Úpletová kolenní ortéza návleková s patelárním silikonovým kroužkem pro větší stabilitu česky a bočními pružinovými výztuhami. Speciální střih zaručuje ortéze anatomickou přizpůsobivost.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



OBVOD KOLENA

XS	28-30	S	31-33	M	34-36	L	37-39	XL	40-42	XXL	43-45	XXXL	46-48	cm
----	-------	---	-------	---	-------	---	-------	----	-------	-----	-------	------	-------	----

INDIKACE:

- ▶ lehké úrazy kolenního kloubu-distorze, kontuze
- ▶ lehčí stupeň deformační artrózy kolenního kloubu
- ▶ zajištění elastické fixace s tepelným účinkem
- ▶ otoky kolenního kloubu při artritidách a def. artróze
- ▶ bolestivé stavy
- ▶ chronické nebo revmatologické bolesti apod.



PAN 7.18 - BANDÁŽ KOLENNÍ

Anatomicky tvarovaná elastická úpletová bandáž.

Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:

- ▶ onemocnění šlach a svalů
- ▶ artróza
- ▶ prevence
- ▶ zmírnění bolesti



OBVOD KOLENA

XS	29-31	S	32-34	M	35-37	L	38-40	XL	41-43	XXL	44-46	XXXL	47-49	cm
-----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	-------------	--------------	-----------



KOTNÍK

Poranění vazů na vnější straně chodidla je jedno z nejčastějších úrazů jak ve sportu, tak i v běžném životě. Dojde-li k náhlému stočení chodidla do supinační polohy, má to za následek natažení až natržení vnějšího vaziva. Projevuje se náhlou bolestí, otokem a v těžších případech také krevním výronem. Na kotníku se také nachází největší a nejsilnější šlacha v lidském těle – Achillova šlacha. Je velmi silná a velmi náchylná na poškození. Má špatné krevní prokrvení, proto její hojení trvá delší dobu a může přejít až do chronického stádia. Prevence a léčba spočívá v nošení kvalitní bandáže, stabilizující oblast kotníku či Achillovy šlachy. Naše produkty zajistí maximální péči v léčbě hlezenního kloubu, od těžké distorze, zlomeniny či operaci kotníku až po prevenci při sportu či jiné fyzické námaze spojené se zvýšeným zatížením kloubů a vaziva.



kód VZP 04/0011669

PAN 8.01 - ORTÉZA HLEZNA S PELOTAMI

Elastická hlezenní ortéza s vloženými plastovými pelotami a tejpovacím páskem. Je určena ke zpevnění hlezenního kloubu, buď textilním návlekm, fixovaným na suchý zip, tejpovací osmičkou nebo kombinací obojího.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



INDIKACE:

- ▶ vazové instability
- ▶ revmatické bolesti
- ▶ lehčí distorze hlezna
- ▶ ruptury vazů kotníku
- ▶ prevence

OBVOD PŘES KOTNÍK

XS	16-19	S	20-23	M	24-27	L	28-30	XL	nad 30	cm
----	-------	---	-------	---	-------	---	-------	----	--------	----



kód VZP 04/0011670

PAN 8.02 - ORTÉZA HLEZNA S DLAHAMÍ

Elastická hlezenní ortéza s bočními kovovými dlahami a pomocným tejpovacím pásem. Lze individuálně přizpůsobit objemu končetiny.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



INDIKACE:

- ▶ zhmoždění hlezna
- ▶ distorze hlezna
- ▶ fixace hlezna po jednodušších operacích a poraněních v této oblasti
- ▶ vazové instability
- ▶ revmatické bolesti
- ▶ ruptury vazů kotníku

DÉLKA CHODIDLA

XS	19-21	S	22-24	M	25-27	L	28-29	XL	30-31	XXL	32-33	cm
----	-------	---	-------	---	-------	---	-------	----	-------	-----	-------	----



kód VZP 04/0011671

PAN 8.03 - ORTÉZA HLEZNA SE TŘEMI DLAHAMI

Elastická hlezenní ortéza s kovovými bočními dlahami a zadní dlahou, jež společně zajišťují dostatečnou fixaci kloubu, doplněna tejpovacím páskem. Lze individuálně přizpůsobit objemu končetiny.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



DÉLKA CHODIDLA

XS	19-21	S	22-24	M	25-27	L	28-29	XL	30-31	XXL	32-33	cm
----	-------	---	-------	---	-------	---	-------	----	-------	-----	-------	----

INDIKACE:

- ▶ zhmoždění hlezna
- ▶ těžké distorze hlezna a distenze vazů
- ▶ vazové instability
- ▶ revmatické bolesti
- ▶ ruptury vazů kotníku
- ▶ doléčení po zlomeninách kotníku apod.



kód VZP 04/0062925

PAN 8.04 - ORTÉZA PERONEÁLNÍ

Celoplastový pevný tvarovaný výlisek ve tvaru otevřené boty s dopínacími pásky na suchý zip. Pro použití při chůzi v obuvi. Udrží správné postavení chodidla v případě poškození peroneálního nervu.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



DÉLKA CHODIDLA

M	21-27	L	28-32	cm
---	-------	---	-------	----

INDIKACE:

- ▶ padavá noha při parézách
(n. fibularis, n. peroneus)
- ▶ oslabení dorzální flexe chodidla



kód VZP 04/0093225

PAN 8.05 - ORTÉZA HLEZNA RIGIDNÍ WALKER

Rigidní ortéza hlezna s kolébkovým profilem průřezu podešve a protiskluzovou podrážkou umožňující fyziologický způsob chůze.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



DÉLKA CHODIDLA

S	21-24	M	25-27	L	28-31	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ po operaci vazů, měkkých tkání a šlach
- ▶ dislokované fraktury talokrurálního kloubu
- ▶ konzervativní léčba zranění přední a střední části nohy a nártu
- ▶ po nové fixaci vazů a dislokaci lýtkových šlach
- ▶ při chronické nepevnosti vazů
- ▶ léčba po frakturách hlezenní kosti, patní kosti a středního kotníku
- ▶ po léčbě přetržené Achillovy šlachy



kód VZP 04/0093900

PAN 8.06 - ORTÉZA PERONEÁLNÍ PEROLAX

Peroneální ortéza pro použití v obuvi i naboso, usnadňuje chůzi při parézách nebo po obrnách postihující periferní část dolní končetiny.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



OBVOD KOTNÍKU

S	21-23	M	24-25	L	26-27	XL	28-29	XXL	30-31	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ padavá noha při parézách
(n. fibularis, n. peroneus)
- ▶ oslabení dorzální flexe chodidla



kód VZP 04/0093901

PAN 8.07 - ORTÉZA HLEZNA S DLAHAMÍ OPTIMUS

Hlezenní ortéza s plastovými, anatomicky tvarovanými pelotami a výstelkami s pamětovým efektem.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



OBVOD KOTNÍKU

S do 22 **M** nad 22 cm

INDIKACE:

- ▶ zhmoždění hlezna
- ▶ lehčí distorze hlezna
- ▶ záněty šlach
- ▶ fixace hlezna po operacích a poraněních v této oblasti



kód VZP 04/0140757

PAN 8.08 - ORTÉZA HLEZNA S PELOTAMI

Úpletová hlezenní návleková ortéza s vloženými silikonovými pelotami pro vnější a vnitřní kotník. Je určena ke zpevnění hlezenního kloubu a prevenci.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



OBVOD KOTNÍKU

XS 17-18 **S** 19-20 **M** 21-22 **L** 23-24 **XL** 25-26 **XXL** 27-28 cm

INDIKACE:

- ▶ vazové instability
- ▶ revmatické bolesti
- ▶ lehčí distorze hlezna
- ▶ ruptury vazů kotníku



kód VZP 04/0140758

PAN 8.09 - ORTÉZA HLEZNA ACHILL S PELOTAMI

Úpletová hlezenní návleková ortéza s vloženou silikonovou pelotou pro Achillovu šlachu.

Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:

- ▶ Achilles tendinitis
- ▶ podráždění nebo bolesti v oblasti Achillovy šlachy
- ▶ burzitida
- ▶ ruptury Achillovy šlachy



OBVOD KOTNÍKU

XS	17-18	S	19-20	M	21-22	L	23-24	XL	25-26	XXL	27-28	cm
----	-------	---	-------	---	-------	---	-------	----	-------	-----	-------	----



kód VZP 04/0140759

PAN 8.10 - ORTÉZA HLEZNA S KLOUBY S LIMITCÍ

Ortéza hlezna ROM Walker s kolébkovým profilem průřezu podešve a protiskluzovou podrážkou umožňující fyziologický způsob chůze. Kloub lze velmi snadno nastavit v plantární flexi, dorsální flexi a imobilizaci.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



DÉLKA CHODIDLA

S	21-24	M	25-27	L	28-31	cm
---	-------	---	-------	---	-------	----

INDIKACE:

- ▶ po operaci vazů, měkkých tkání a šlach
- ▶ dislokované fraktury talokrurálního kloubu
- ▶ konzervativní léčba zranění přední a střední části nohy a nártu
- ▶ po nové fixaci vazů a dislokaci lýtkových šlach
- ▶ při chronické nepevnosti vazů
- ▶ léčba po frakturách hlezenní kosti, patní kosti a středního kotníku
- ▶ po léčbě přetržené Achillovy šlachy



kód VZP 04/0140760

PAN 8.11 - ORTÉZA HLEZNA RIGIDNÍ WALK.AIR

Rigidní ortéza hlezna s kolébkovým profilem průřezu podešve a protiskluzovou podrážkou umožňující fyziologický způsob chůze. Nafukovací systém zvyšuje stabilizu a současně snižuje bolestivost a otoky. Snadná regulace tlaku vzduchu umožňuje dosáhnout požadovanou kompresi.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



DÉLKA CHODIDLA

S	21-24	M	25-27	L	28-31	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ po operaci vazů, měkkých tkání a šlach
- ▶ dislokované fraktury talokrurálního kloubu
- ▶ konzervativní léčba zranění přední a střední části nohy a nártu
- ▶ po nové fixaci vazů a dislokaci lýtkových šlach
- ▶ při chronické nepevnosti vazů
- ▶ léčba po frakturách hlezenní kosti, patní kosti a středního kotníku
- ▶ po léčbě přetržené Achillovy šlachy



kód VZP 04/0140761

PAN 8.12 - ORTÉZA HLEZNA ROM.AIR S KLOUBY S LIMITACÍ

Ortéza hlezna ROM.AIR Walker s kolébkovým profilem průřezu podešve a protiskluzovou podrážkou umožňující fyziologický způsob chůze. Kloub lze velmi snadno nastavit v plantární flexi, dorsální flexi i imobilizaci. Nafukovací systém zvyšuje stabilizu a současně snižuje bolestivost a otoky. Snadná regulace tlaku vzduchu umožňuje dosáhnout požadovanou kompresi.

Univerzální pro pravou a levou končetinu



DÉLKA CHODIDLA

S	21-24	M	25-27	L	28-31	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------

INDIKACE:

- ▶ po operaci vazů, měkkých tkání a šlach
- ▶ dislokované fraktury talokrurálního kloubu
- ▶ konzervativní léčba zranění přední a střední části nohy a nártu
- ▶ po nové fixaci vazů a dislokaci lýtkových šlach
- ▶ při chronické nepevnosti vazů
- ▶ léčba po frakturách hlezenní kosti, patní kosti a středního kotníku
- ▶ po léčbě přetržené Achillovy šlachy



PAN 8.13 - BANDÁŽ HLEZENNÍ

Anatomicky tvarovaná elastická úpletová bandáž.

Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:

- ▶ lehčí úrazy
- ▶ artróza
- ▶ zmírnění bolesti
- ▶ prevence



OBVOD KOTNÍKU

XS	17-18	S	19-20	M	21-22	L	23-24	XL	25-26	XXL	27-28	XXXL	29-30	cm
-----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	-------------	--------------	-----------

STEHNO A LÝTKO

Natažení nebo natržení stehenního svalu je úraz vyskytující se nejčastěji u mužů středního věku. Jestliže je od svalu požadovaná větší síla, než je sval schopen zvládnout, poškodí se jeho struktura. Může dojít k natažení, v horším případě k přetržení části přetíženého svalu. Obojí se projeví prudkou pálivou bolestí v poraněném svalu. Lýtkový sval se skládá ze svalových vláken, která jsou v neustálém napětí – svalový tonus. Při tělesné aktivitě může dojít k přetížení svalu, maximální napětí, kterého jsou svalová vlákna schopna je překročeno a vlákna se „přetáhnou“. K tomuto přetížení svalových vláken dochází často i tehdy, je-li organismus unavený nebo dehydratovaný. Svalová vlákna se nachází ve velkém předpětí a další zátěží se jejich tonus ještě zvyšuje. Vzniká bolest, krevní sraženina po natržení okolních cév, otok a porucha funkce. Podporu a prevenci nabízí lýtková a stehenní bandáž.





kód VZP 04/0093974

PAN 9.01 - BANDÁŽ STEHENNÍ

Jednodílná elastická anatomicky tvarovaná návleková stehenní bandáž se zapínáním na suché zipy.

Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:

- ▶ svalové ruptury v oblasti stehna
- ▶ entezopatie, myalgie v oblasti stehna
- ▶ kontuze v oblasti stehna
- ▶ prevence



OBVOD STEHNA

S	48-52	M	53-58	L	59-64	XL	65-70	XXL	71-76	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	-----------



kód VZP 04/0093975

PAN 10.01 - BANDÁŽ LÝTKOVÁ

Jednodílná elastická anatomicky tvarovaná návleková lýtková bandáž se zapínáním na suché zipy.

Univerzální pro pravou a levou končetinu

INDIKACE:

- ▶ parciální svalové ruptury v oblasti lýtky
- ▶ entezopatie, myalgie v oblasti lýtky
- ▶ kontuze v oblasti lýtky
- ▶ prevence



OBVOD LÝTKA

S	33-36	M	37-41	L	42-45	XL	46-49	XXL	50-53	cm
----------	--------------	----------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	------------	--------------	-----------



BERLE

Při úraze či po operaci se použitím duralové berle odlehčí dolní končetina při chůzi. Částečná váha těla spočívá na ruce držící rukojeť a postižená končetina je tím odlehčena. Berle jsou výškově nastavitelné v několika krocích a vynikají vysokou nosností.



kód VZP 12/0140360


DPB 10 - BERLE PODPAŽNÍ DURALOVÁ

Duralová podpažní berle. Velmi lehká, výškově nastavitelná podpažní berle s vysokou nosností. Vyměnitelný pěnový návlek opěrky i rukojeti je měkký, hygienický a snadno se udržuje.

Nosnost 130 kg

INDIKACE:

- ▶ doléčení poúrazových stavů dolních končetin
- ▶ neurologická onemocnění



VÝŠKA POSTAVY

M	150 - 174	L	175 - 195	cm
----------	------------------	----------	------------------	-----------



kód VZP 12/0015764

FD 93 - BERLE FRANCOUZSKÁ

Inovovaná francouzská berle FD 93 s moderním designem. Vylepšená ergonomie rukojeti a rozšířená předloketní opěrka zajišťují větší pohodlí pacienta. Berle má zvýšenou nosnost a systém proti cvakání při dlouhodobém užívání. Nastavitelná výška v 10 krocích.

Nosnost 150 kg

INDIKACE:

- ▶ doléčení poúrazových stavů dolních končetin
- ▶ neurologická onemocnění

UNIVERZÁLNÍ VELIKOST



DĚTSKÁ SEKCE

Úrazy dětí v předškolním a školním věku jsou poměrně časté. Děti jsou velmi živé a aktivní a není lehké je zcela uhlídat. Velmi častými úrazy dětí jsou zlomeniny a podvrtnutí. Typické zlomeniny dětí jsou v oblasti zápěstí, prstů a klíční kosti. U školních dětí pak převládají zlomeniny horní končetiny a přidávají se podvrtnutí kotníku a poranění měkkých částí kolenního kloubu. Ortézy Panop nabízí dětskému pacientovi široký výběr ortéz, které jsou určeny právě pro děti s ohledem na jejich další růst a vývoj.



kód VZP 04/0011647

PAN 1.01 LÍMEC KRČNÍ

Výška límce 6 cm

Obvod krku

S 26-31 cm



kód VZP 04/0011648

PAN 2.01 ORTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU - DESSAULTŮV OBVAZ

Univerzální pro pravou a levou končetinu

Obvod hrudníku

XXS 56-63 **XS** 64-69 cm



kód VZP 04/0011649

PAN 2.02 ORTÉZA RAMENNÍHO KLOUBU - UNIFIX

Univerzální pro pravou a levou končetinu

Obvod hrudníku

S 50-85 cm



kód VZP 04/0011651

PAN 2.04 ZÁVĚS RAMENNÍHO KLOUBU

Univerzální pro pravou a levou končetinu

Výška postavy

XS 110-144 cm



kód VZP 04/0011652

PAN 2.05 ORTÉZA KLAVIKULÁRNÍ

Obvod hrudníku

XXS 52-58 **XS** 59-64 cm



kód VZP 04/0011659

PAN 5.01 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ KRÁTKÁ

Pravá a levá

Obvod zápěstí

S 12-14 cm



kód VZP 04/0011660

PAN 5.02 ORTÉZA ZÁPĚSTÍ DLOUHÁ

Pravá a levá

Obvod zápěstí

S	12-14	cm
---	-------	----



kód VZP 04/0011665

PAN 7.02 ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU PŘÍMÁ

Univerzální pro pravou a levou končetinu

Délka ortézy 40 cm

Výška postavy

XS	130-145	cm
----	---------	----



kód VZP 04/0011666

PAN 7.03 ORTÉZA KOLENNÍHO KLOUBU S FLEXÍ 20°

Univerzální pro pravou a levou končetinu

Délka ortézy 40 cm

Výška postavy

XS	130-144	cm
----	---------	----



kód VZP 04/0062918

PAN 7.06 ORTÉZA KOLENNÍ FIXAČNÍ PŘÍMÁ PANOPFIX

Univerzální pro pravou a levou končetinu

Délka ortézy 40 cm

Výška postavy

XS	130-144	cm
----	---------	----



kód VZP 04/0062919

PAN 7.07 ORTÉZA KOLENNÍ FIXAČNÍ S FLEXÍ 20° PANOPFLEX

Univerzální pro pravou a levou končetinu

Délka ortézy 30 cm

Délka ortézy 40 cm

Výška postavy

Výška postavy

XXS	110-129	cm
-----	---------	----

XS	130-144	cm
----	---------	----



kód VZP 04/0011669

PAN 8.01 ORTÉZA HLEZNA S PELOTAMI

Univerzální pro pravou a levou končetinu

Obvod přes kotník

XS	16-19	cm
----	-------	----



kód VZP 04/0011670

PAN 8.02
ORTÉZA HLEZNA S DLAHAMÍ

Univerzální pro pravou a levou končetinu

Délka chodidla

XS 19-21 cm



kód VZP 04/0011671

PAN 8.03
ORTÉZA HLEZNA
SE TŘEMI DLAHAMÍ

Univerzální pro pravou a levou končetinu

Délka chodidla

XS 19-21 cm



kód VZP 12/0010309

FD93
BERLE FRANCOUZSKÁ

Výška postavy

120-159 cm



kód VZP 12/0140360

DPB10
BERLE PODPAŽNÍ
DURALOVÁ

Výška postavy

100-149 cm

FYTOZYM®

DOPLNĚK STRAVY

Enzymy jsou látky bílkovinné povahy, které urychlují a řídí všechny biochemické procesy v organismu. Proto se jim také říká biokatalyzátory.

V lidském těle proběhne během jediné vteřiny mnoho miliónů chemických reakcí. Enzymy usnadňují a podporují tyto reakce, určují jejich povahu i rychlost a vytvářejí tak v živých organizmech soulad všech životních funkcí.

Pro život a zdraví je nezbytné, aby v těle byly všechny enzymy přítomny v dostatečném množství a v optimálním funkčním stavu.

Fytozym obsahuje kombinaci vysoce aktivních enzymů a bioflavonoidů. Jeho výroba je realizována v úzce specializovaném certifikovaném provozu. Každá šarže je laboratorně vyšetřena a splňuje nej přísnější kvalitativní normy.

Fytozym neobsahuje žádné syntetické látky jako umělá barviva, stabilizátory, chemické konzervanty, dále neobsahuje laktózu, talek, gluten a látky živočišného původu.



PANOP CZ S.R.O.

Antonína Dvořáka 1341

768 24 Hulín

Česká Republika

Tel.: +420 573 352 916

Mobil: +420 731 520 925

Zelená linka: 800 737 301

Fax: +420 573 352 649

Email: panop@panop.cz

www.panop.cz

IČ: 26243784

DIČ: CZ26243784

Platnost katalogu od 1. 1. 2014